

GUIDA AI SERVIZI

TRATTAMENTI

- Emodiafiltrazione On-line HDF con membrane a permeabilità elevata e molto biocompatibili
- Dialisi bicarbonato con membrane molto biocompatibili
- Dialisi con ago singolo

MONITORAGGIO

- Profili di Sodio e Ultrafiltrazione
- OCM, Monitoraggio continuo della adeguatezza dialitica
- BTM, Modulo di gestione della temperatura e del riciclo
- BPM, Monitoraggio continuo della pressione arteriosa
- BCM, Monitoraggio composizione corporea

MONITORS PER EMODIALISI

- 5008 Cordiax
- reni dedicati HCV Ab+
- reni dedicati HBs Ag+

POSTI DIALISI

- n°14 postazioni tecniche per emodialisi

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
GIORNI E ORARI DI APERTURA	06.00-23.30	06.00-19.30	06.00-23.30	06.00-19.30	06.00-23.30	06.00-19.30	<i>chiuso</i>
TURNI DIALISI	n°3 (M-P-S)	n°2 (M-P)	n°3 (M-P-S)	n°2 (M-P)	n°3 (M-P-S)	n°2 (M-P)	-

M = mattina | P = pomeriggio | S = sera | Per dettagli orari consultare il centro dialisi

ORGANICO E SERVIZI

- Direttore: **Dott. Giacomo Correale** medico specialista in Nefrologia
E-mail: Giacomo.Correale@freseniusmedicalcare.com
- Medici Conduttori di seduta dialitica
- Infermieri Professionali
- Servizio di Pulizie e Ausiliario
- Servizio Psicologico
- Vacanze in Dialisi
- Centro Autorizzato ed Accreditato con S.S.N.**
- Oneri a carico del S.S.N.**

